

Kontrollierte Applikation

Bei topischer Anwendung von Schleimhaut-Lösungen - MAD[®]



MAD[®] 300

Zur nasalen Applikation topischer Lösungen

Das MAD[®] 300 ist ein bewährtes und geprüftes Produkt, das eine zuverlässige Anwendung an nasalen und oropharyngealen Schleimhäuten gewährleistet.

MAD[®] 700

Extra lang und noch flexibler

Das MAD[®] 700 zur oralen Applikation ist 30% länger als herkömmliche Systeme und besitzt eine schmalere Spitze, so dass die exakte Dosis noch gezielter appliziert werden kann.

Bei topischer Anwendung von Schleimhaut-Lösungen sollten Sie sich für MAD[®] entscheiden

MAD[®] 300

Positionsunabhängig

- Sorgt aus jeder Position für eine gleichmäßige Verteilung der Lösung

Anpassungsfähigkeit

- Gibt dem Anwender die Möglichkeit, die Dosis, Konzentration und das Volumen der anzuwendenden Lösung festzulegen

Einfache Anwendung

- Der Luer-Lock Anschluss ermöglicht eine Kombination mit allen handelsüblichen Luer und Luer-Lock Spritzen



Technische Daten MAD [®] 300:	
Partikelgröße	30 Mikron
Totraumvolumen	0,09 ml, ohne Spritze
Spitzendurchmesser	4,3 mm
Gesamtlänge	4,5 cm

MAD[®] 700

Flexibel

- Die interne Verstärkung bietet zusätzliche Stabilität, Flexibilität und Formstabilität
- Es lässt sich leicht vom Anwender in die gewünschte Form biegen



Dünnes Profil

- Schmale Spitze zum Manövrieren in empfindlichen Bereichen
- Lang genug zum Durchdringen der Stimmbandbarriere

Zuverlässig

- Lösungen werden gleichmäßig verteilt
- Kontinuierlich fein zerstäubtes Spray (ca.30 Mikron)

Einwegartikel

- Anwendung als ein Ein-Patienten-System
- Kein Infektionsrisiko

Kontrolle durch den Anwender

- Patient benötigt gezielte und genaue Applikation hinsichtlich Volumen, Dosis und Position
- Exakte Dosierung möglich

Technische Daten MAD [®] 700:	
Partikelgröße	30 Mikron
Totraumvolumen	0,13 ml, ohne Spritze
Spitzendurchmesser	4,5 mm
Gesamtlänge	21,6 cm

Bestellinformationen: Lieferung in 25 Stück pro Verpackungseinheit (VE)

Bestellnummer	Produktbeschreibung	Menge
7700MAD	Oralzerstäuber, 1 VE à 25 Stück	25
7300MAD	Nasalzerstäuber, 1 VE à 25 Stück	25
7600MAD	Oralzerstäuber + Spritze, 1 VE à 25 Stück	25
7100MAD	Nasalzerstäuber + Spritze, 1 VE à 25 Stück	25
7900MAD	Oralzerstäuber Pädiatrie, 1 VE à 25 Stück	25
7800MAD	Oralzerstäuber Pädiatrie + Spritze, 1 VE à 25 Stück	25

Vertrieb durch:

LMA Deutschland GmbH
 Mildred-Scheel-Straße 1
 D-53175 Bonn
 Telefon: +49 (0)228 1800-180
 Telefax: +49 (0)228 1800-181
 Email: info@LMAco.de
 Internet: www.LMA.de

Autorisierte Vertretung in der EU:
 Cavendish Scott Ltd.
 P.O. Box 107
 SG5 1FW
 England
www.cseast.com

Hersteller:
 Wolfe Tory Medical, Inc.
 79 West 4500 South, Suite 18
 Salt Lake City, Utah 84107
 Tel: 801-281-3000 Fax: 801-281-0708
 Toll Free: 1-888-380-9808
www.wolfortory.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu verbessern oder zu verändern.



Alle MAD[®] Produkte sind latexfrei

